

## Zestaw naścienny zamykany Plum iBOX - roztwór do płukania oka, ciało obce, kwas i zasada, DUO, butelka 1\*1000 ml, 1\*500 ml, piktogram, lustro

Kod produktu: 133.223.256



### OPIS PRODUKTU

Pyłoszczelny zestaw COMBI ze sterylnie zamkniętymi butelkami (płuczkami) z roztworem do płukania oczu, w zamykanym pudełku z możliwością powieszenia na ścianie lub ustawienia na podłodze.

#### CECHY:

Przeznaczony do wypłukania ciała obcego z oczu oraz neutralizacji nawet bardzo silnych kwasów i substancji zasadowych  
Stosowany wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia wzroku przez ciało obce lub płyny niebezpieczne

Przezroczysty front pudełka pozwala na szybki i skuteczny przegląd dat

Wykonany z odpornego na uderzenia poliestru

Szczególnie nadaje się do miejsc brudnych i zakurzonych

Wystarczy wyjąć jedną z butelek z uchwytu, odkręcić nakrętkę i rozpocząć płukanie

Nakrętka jest jednocześnie podwójną (DUO) wylewką płuczki, której kształt pomaga zachować otwarte oczy podczas płukania a także przemywać je jednocześnie w sposób łagodny i równomierny

Piktogramy na ścianie i butelkach oraz prosta i jasna instrukcja umożliwiają płukanie oczu w sposób prawidłowy i bezpieczny

Okres przydatności do użycia 3 lata

Czas płukania około 7 min

Znak CE

IP55

Zgodność z normą EN 15154-4.

#### SKŁAD ZESTAWU:

Box z przezroczystym frontem – 1 szt

Butelka pojemność 1000 ml (roztwór - chlorek sodu 0,9% Plum Eye Wash DUO ) – 1 szt

Butelka pojemność 500 ml (kwas fosforanowy 4,9% pH Neutral DUO) – 1 szt

Piktogram ścienny (plan przemywania oczu)

Wspornik ścienny

Lustro

---

**PARAMETRY TECHNICZNE:**

<b>Czas płukania</b>	7 min
<b>Marka</b>	Plum
<b>Norma</b>	EN 15154
<b>Pojemność</b>	1 x 500 ml, 1 x 1000 ml
<b>Przeznaczenie produktu</b>	Wypłukiwanie ciała obcego, neutralizacja kwasów i zasad
<b>Termin przydatności</b>	3 lata
<b>Typ produktu</b>	Zestaw
<b>Zawartość</b>	Sterylny roztwór chlorku sodu 0,9% oraz sterylny roztwór fosforanowy 4,9%